


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brms1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Hcu9

Numéro d'article: CM0015294



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le BRMS1 humain, un suppresseur de métastases. Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Convient pour la recherche sur le carcinome mammaire et l'anoïkis. Réagit avec l'humain, la souris, le rat.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	BRMS1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BRMS1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	25855
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-210 du BRMS1 humain (NP_056214.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9HCU9
Poids moléculaire	28kDa
Expédition	Sac de glace