


Anticorps Polyclonal Anti-Brpf1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P55201

Numéro d'article: CM0022355



Introduction

Anticorps Polyclonal Lapin BRPF1 (Peregrin) validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche épigénétique et sur la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BRPF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BR140; IDDDFP; BRPF1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	7862
ID de Gène	7862
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-200 de BRPF1 humain (NP_001003694)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P55201
Poids Protéique	137kDa
Expédition	Sac de glace