

Anticorps Monoclonal Anti-Brrf2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P03210

Numéro d'article: CM0007673

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant la protéine de tégument BRRF2 du virus d'Epstein-Barr. Convient pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Idéal pour l'étude de l'évasion immunitaire virale et des interactions hôte-pathogène. Utilise un immunogène recombinant.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-BRRF2
Remarques/Alias	Protéine de tégument BRRF2 ; BRRF2
Espèce	Virus d'Epstein-Barr (souche B95-8) (HHV-4)
ID du gène	3783729
Immunogène	Protéine recombinante BRRF2 du virus d'Epstein-Barr (souche B95-8) (HHV-4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Virus d'Epstein-Barr
SWISS	P03210
Poids de la protéine	56 kDa
Expédition	Sac de glace