

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brrf2 Pour Wb, Elisa - P03210

Numéro d'article: CM0024054

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine du tégment du virus d'Epstein-Barr BRRF2, validé pour WB et ELISA avec réactivité croisée chez l'homme. Idéal pour l'étude de l'évasion immunitaire virale et de l'inhibition de la séparation de phases cGAS-ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRRF2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Protéine du tégment BRRF2; BRRF2
Espèce	Virus d'Epstein-Barr (souche B95-8) (HHV-4)
GenID	3783729
Immunogène	Protéine recombinante de BRRF2 du virus d'Epstein-Barr (souche B95-8) (HHV-4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P03210
Poids protéique	56 kDa
Expédition	Sac isotherme