

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Brsk1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Tdc3

Numéro d'article: CM0024692

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BRSK1 pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour l'étude de la polarisation neuronale, de la duplication du centrosome et de la réponse aux dommages à l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BRSK1 Lapin pAb
Remarques/Alias	SAD-B; hSAD1; BRSK1
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	84446
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 310-510 de BRSK1 humain (NP_115806.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8TDC3
Poids Protéique	85 kDa
Expédition	Sac de glace