


Anticorps Polyclonal Anti-Brwd1 Pour Wb, Elisa - Q9Nsi6

Numéro d'article: CM0013203



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BRWD1 (WDR9, DCAF19), adapté à la WB et à l'ELISA. Présente une réactivité croisée avec les protéines humaines et murines. Idéal pour l'étude du remodelage de la chromatine, de l'activation transcriptionnelle et de la biologie ciliaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BRWD1 Rabbit pAb
Remarques/alias	N143 ; WDR9 ; WRD9 ; DCAF19 ; C21orf107 ; BRWD1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	54014
GeneID	54014
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de BRWD1 humain (NP_001007247.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q9NSI6
Poids moléculaire	263 kDa
Expédition	Sac réfrigérant