

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bsn Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Upa5

Numéro d'article: CM0022858

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BSN de haute qualité validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte la bassoon endogène dans le tissu cérébral humain et de souris. Essentiel pour la biologie synaptique et la recherche sur les maladies neurologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BSN Lapin pAb
Remarques/Alias	ZNF231; BSN
Espèce	Humain
ID de gène	8927
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 830-950 de la BSN humaine (NP_003449.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9UPA5
Poids moléculaire	416kDa
Expédition	Sac de glace