

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bsnd Pour Wb, Elisa - Q8Wz55

Numéro d'article: CM0024862

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BSND (Barttin), un régulateur de canal chlorure, pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Convient pour la recherche rénale et auditive.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	BSND Lapin pAb
Remarques/Alias	BART; DFNB73; BSND
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	7809
ID de gène	7809
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 54-320 de BSND humain (NP_476517.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WZ55
Poids moléculaire	35kDa
Expédition	Sac de glace