

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bst2 (Cd317/Tetherin) Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Numéro d'article: CM0017709



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le BST2 humain (CD317/Tetherin) validé pour le WB, l'IHC-P, l'IF/ICC et l'ELISA. Reconnaît le BST2 humain et murin. Idéal pour les études sur la restriction antivirale, la signalisation immunitaire et le myélome multiple.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-BST2
Remarques/Alias	CD317 ; HM1.24 ; TETHERIN ; BST2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-161 du BST2 humain (NP_004326.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q10589
Poids moléculaire protéique	20 kDa
Expédition	Sac de glace