

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Bst2 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q10589

Numéro d'article: CM0007383



Introduction

CamelBio propose un Anticorps Monoclonal de Lapin Anti-BST2 (Q10589) ciblant le Tetherin/CD317 humain. Convient pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour l'étude de la restriction virale et du myélome multiple.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BST2 mAc Lapin
Remarques/Alias	CD317; HM1.24; TETHERIN; BST2
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	684
ID de Gène	684
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 49-160 du BST2 humain (NP_004326.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	Q10589
Poids Protéique	20kDa
Expédition	Sac de glace