

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bsu1 Pour Wb Et Elisa - Q9Lr78

Numéro d'article: CM0023021

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BSU1 d'Arabidopsis thaliana, un régulateur positif de la signalisation des brassinostéroïdes. Validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Idéal pour la recherche sur la signalisation des hormones végétales et le développement de la croissance.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BSU1 Rabbit pAb
Remarques/alias	BRI1 SUPPRESSOR 1 ; F21B7.7 ; BSU1
Espèce	Arabidopsis thaliana
Identifiant du gène	838804
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 694 et 793 de BSU1 d'Arabidopsis thaliana (NP_171844.6)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Arabidopsis thaliana
SWISS	Q9LR78
Poids moléculaire de la protéine	88 kDa
Expédition	Sac de glace