

## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btaf1 Pour Wb, Ip, Elisa, Chip - O14981

Numéro d'article: CM0028153

### Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin Anti-BTAF1 (O14981) validé pour WB, IP, ELISA, ChIP. Réagit avec l'Humain et le Rat. Immunogène recombinant, 207kDa. Idéal pour la recherche sur la régulation de la transcription.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                    |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Nom du produit      | BTAF1 Lapin pAb                           |
| Remarques/Alias     | MOT1; TAF172; TAFII170; TAF(II)170; BTAF1 |
| Espèce              | Humain                                    |
| ID de gène (Humain) | 9044                                      |
| ID de gène          | 9044                                      |
| Immunogène          | Protéine recombinante                     |
| Source              | Lapin                                     |
| Catégorie           | Anticorps Polyclonaux                     |
| Application         | WB, IP, ELISA, ChIP                       |
| Réactivité croisée  | Humain, Rat                               |
| SWISS               | O14981                                    |
| Poids moléculaire   | 207kDa                                    |
| Expédition          | Sac de glace                              |