

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btbd11 Pour Wb Et Elisa - Q6Gqw0

Numéro d'article: CM0022344

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant Btbd11, validé pour les applications WB et ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Btbd11 est une protéine synaptique spécifique des interneurons inhibiteurs. Idéale pour la recherche en neuroscience.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Btbd11 Rabbit pAb
Remarques / Alias	Btbd11; 6330404E16Rik
Espèce	Souris
Identifiant de gène	74007 (Souris)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-120 de Btbd11 de souris (NP_082985.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q6GQW0
Poids moléculaire de la protéine	122 kDa
Expédition	Sac de glace