

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btbd7 Pour Wb, Elisa - Q9P203

Numéro d'article: CM0023828

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BTBD7 validé pour le Western blot et l'ELISA, détectant BTBD7 dans des échantillons Humains, Souris et Rat. Un outil clé pour la recherche sur la dynamique épithéliale et le branchement des organes dans le développement d'essais IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTBD7 Rabbit pAb
Remarques/Alias	FUP1 ; BTBD7
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	55727
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 5-75 du BTBD7 humain (NP_060637.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9P203
Poids moléculaire de la protéine	126 kDa
Expédition	Sac de glace