

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btc Pour Wb Et Elisa - P35070

Numéro d'article: CM0023013



Introduction

Anticorps polyclonal ciblant le BTC humain (pro-bêta-celluline). Validé pour la WB et l'ELISA, avec réactivité croisée chez l'humain, la souris et le rat. Idéal pour les études de signalisation des facteurs de croissance en recherche sur le cancer et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTC pAb de lapin
Remarques/Alias	BTC
Espèce	Humain
GenelD (humain)	685
GenelD	685
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P35070
Poids moléculaire de la protéine	20 kDa
Expédition	Poche de glace