


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btf3 Pour Wb, Elisa - P20290

Numéro d'article: CM0023545



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BTF3 validé pour le Western blot et l'ELISA chez l'homme, la souris et le rat. BTF3 (NAC-beta) fonctionne comme une sous-unité du complexe associé aux polypeptides naissants et comme un facteur de transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	BTF3 Lapin pAb
Remarques/Alias	NACB; BTF3a; BTF3b; BETA-NAC; BTF3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	689
GeneID	689
Immunogène	Peptide Synthétique; Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 50-150 du BTF3 humain (NP_001198.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P20290
Poids Protéique	22kDa
Expédition	Sac de glace