

Anticorps Polyclonal Anti-Btg1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P62324

Numéro d'article: CM0025223

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BTG1 validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la BTG1 humaine, une protéine anti-proliférative impliquée dans le cancer. Convient pour la recherche sur la régulation du cycle cellulaire et les remaniements chromosomiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTG1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	APRO2; BTG1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	694
Identifiant du gène	694
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-171 de la BTG1 humaine (NP_001722.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P62324
Poids de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac isotherme