

Anticorps Polyclonal Anti-Btg3 Pour Wb, Elisa - Q14201

Numéro d'article: CM0025521

Introduction

Anticorps polyclonal anti-BTG3 produit chez le lapin, validé pour WB et ELISA, cible la protéine BTG3 humaine (Q14201), un régulateur du cycle cellulaire abondant dans le neuroépithélium et les tissus reproductifs. Idéal pour la recherche sur le cancer et le développement.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTG3 pAb de lapin
Remarques / Alias	ANA; TOB5; TOFA; APRO4; TOB55; ANA/BTG3; BTG3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	10950
ID du gène	10950
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 150-250 de la BTG3 humaine (NP_006797.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q14201
Poids de la protéine	29 kDa
Expédition	Sac de glace