


Anticorps Polyclonal Anti-Btk Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q06187

Numéro d'article: CM0018107



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BTK adapté aux applications de Western blot, IHC-P et ELISA. Reconnaît la BTK humaine, murine et de rat, une kinase critique dans le développement et la signalisation des lymphocytes B. Produit référencé à UniProt Q06187.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	pAb Lapin anti-BTK
Remarques/Alias	AT ; ATK ; BPK ; XLA ; IMD1 ; AGMX1 ; IGHD3 ; PSCTK1 ; BTK
Espèce	Humain
GeneID	695
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-240 de la BTK humaine (NP_000052.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q06187
Poids Moléculaire Protéique	76 kDa
Expédition	Sac de glace