


Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Btk Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q06187

Numéro d'article: CM0002078



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-BTK validé pour WB, IF-P, IHC-P, ELISA avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur des cellules B et la recherche sur l'immunodéficience.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTK Rabbit mAb
Remarques/Alias	AT; ATK; BPK; XLA; IMD1; AGMX1; IGHD3; PSCTK1; BTK
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	695
GeneID	695
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 560-659 de la BTK humaine (Q06187)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q06187
Poids de la protéine	76 kDa
Expédition	Sac de glace