

Anticorps Polyclonal Anti-Btla (Cd272) Pour Wb, Elisa - Q7Z6A9

Numéro d'article: CM0017589



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre l'atténuateur des lymphocytes B et T (BTLA, CD272) humain pour Western blot (WB) et ELISA. Détecte le BTLA humain et de souris. Convient aux études sur les points de contrôle immunitaires et la signalisation lymphocytaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTLA Lapin pAb
Remarques/Alias	BTLA1; CD272; BTLA
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	151888
ID de gène	151888
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-241 du BTLA humain (NP_001078826.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q7Z6A9
Poids moléculaire	33kDa
Expédition	Sac de glace