

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btla Pour Wb, Elisa - Q7Z6A9

Numéro d'article: CM0027408



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin contre BTLA (CD272), validé pour Western blot et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour l'étude de l'atténuation lymphocytaire et de la signalisation des points de contrôle immunitaires. Poids de la protéine : 33 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTLA pAb de lapin
Remarques / Alias	BTLA1, CD272, BTLA
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	151888
GeneID	151888
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 31-241 de la BTLA humaine (NP_001078826.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q7Z6A9
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace