

Anticorps Monoclonal Anti-Btn2A1 De Lapin Pour Wb, Elisa - Q7Kyr7

Numéro d'article: CM0007340



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin ciblant la butyrophiline sous-famille 2 membre A1 (BTN2A1) humaine. Convient pour Western blot et ELISA ; reconnaît la BTN2A1 humaine native et recombinante. Idéal pour les études d'immunologie et de protéines membranaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTN2A1 mAb lapin
Remarques/Alias	BTFL1 ; BT2.1 ; BTN2.1 ; DJ3E1.1 ; BK14H9.1 ; BTN2A1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	11120
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-100 de la BTN2A1 humaine (NP_008980.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q7KYR7
Poids de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace