

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btn2A1 Pour Wb Et Elisa - Q7Kyr7

Numéro d'article: CM0016404



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la butyrophiline sous-famille 2 membre A1 (BTN2A1) humaine. Convient pour le Western blot et l'ELISA. Idéal pour les études sur les récepteurs de surface cellulaire et l'expression tissulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTN2A1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BTF1; BT2.1; BTN2.1; DJ3E1.1; BK14H9.1; BTN2A1
Espèce	Humain
ID de gène	11120
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 30-240 de BTN2A1 humaine (NP_510961.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q7KYR7
Poids moléculaire	60kDa
Expédition	Sac de glace