

Anticorps Monoclonal Anti-Btn3A1/2/3 Pour Fc - O00481 / P78410 / O00478

Numéro d'article: CM0010074



Introduction

mAb Lapin anti-Humain BTN3A1/2/3 pour cytométrie en flux. Cible les membres de la sous-famille 3 des butyrophilines impliqués dans l'activation des cellules T et la réponse immunitaire. Validé sur échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain BTN3A1/2/3
Remarques/Alias	BTf5; BT3.1; CD277; BTN3.1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	11119/11118/10384
GeneID	11119/11118/10384
Immunogène	Protéine recombinante, Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 470-630 de BTN3A1 humaine (NP_008979.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O00481/P78410/O00478
Poids moléculaire	58kDa
Expédition	Sac de glace