

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btn3A3 Pour Wb, Elisa - 000478

Numéro d'article: CM0018063



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BTN3A3 validé pour la WB et l'ELISA. Détecte le BTN3A3 humain, murin et de rat, un régulateur de la réponse immunitaire adaptative des lymphocytes T. Idéal pour la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BTN3A3 pAb de lapin
Remarques/Alias	BTF3 ; BTN3.3 ; BTN3A3
Espèce	Homme
GeneID (humain)	10384
GeneID	10384
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 510-584 du BTN3A3 humain (NP_008925.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris, rat
SWISS	O00478
Poids moléculaire	65 kDa
Expédition	Sac de glace