

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Btnl2 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Uir0

Numéro d'article: CM0025673

Introduction

Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-BTNL2 validé pour Western blot (WB), immunohistochimie (IHC-P) et ELISA. Détecte le BTNL2 humain, souris et rat, un régulateur négatif de la prolifération des lymphocytes T. Convient pour la recherche en immunologie et immuno-oncologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	BTNL2 Lapin pAb
Remarques/Alias	SS2, BTN7, BTL-II, HSBLMHC1, BTNL2
Espèce	Humain
GeneID	56244
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les a.a. 246-455 du BTNL2 humain (NP_062548.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9UIR0
Poids Protéique	50kDa
Expédition	Sac de glace