


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bub1 Pour Wb, Elisa - O43683

Numéro d'article: CM0024006



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le BUB1 humain, validé pour WB et ELISA. Détecte le BUB1 endogène dans des échantillons humains et murins. Idéal pour la recherche sur le point de contrôle de l'assemblage du fuseau et l'alignement des chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BUB1 Lapin pAb
Remarques/Alias	BUB1A; BUB1L; hBUB1; MCPH30; BUB1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	699
GeneID	699
Immunogène	Protéine recombinante; Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 du BUB1 humain (NP_004327.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	O43683
Poids moléculaire	122kDa
Expédition	Sac de glace