

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Bub3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43684

Numéro d'article: CM0011120

### Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité dirigé contre le BUB3 humain (O43684). Validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris, le rat. Convient pour la recherche sur le point de contrôle mitotique et les kinétochores.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Valeur                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit      | BUB3 mAc Lapin                                                                                                                         |
| Remarques/Alias     | BUB3L; hBUB3; BUB3                                                                                                                     |
| Espèce              | Humain                                                                                                                                 |
| ID de Gène (Humain) | 9184                                                                                                                                   |
| ID de Gène          | 9184                                                                                                                                   |
| Immunogène          | Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du BUB3 humain (O43684). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                  |
| Catégorie           | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                  |
| Application         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité Croisée  | Humain, Souris, Rat                                                                                                                    |
| SWISS               | O43684                                                                                                                                 |
| Poids Protéique     | 37kDa                                                                                                                                  |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                           |