

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bub3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O43684

Numéro d'article: CM0027139

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine BUB3 (37 kDa) du point de contrôle mitotique humain. Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'homme, la souris et le rat. Pour la recherche sur le point de contrôle de l'assemblage du fuseau mitotique et la ségrégation des chromosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BUB3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	BUB3L; hBUB3; BUB3
Espèce	Humain
GeneID	9184
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 1 à 328 de la BUB3 humaine (NP_004716.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O43684
Poids de la protéine	37 kDa
Expédition	Sac de glace