


Anticorps Monoclonal Anti-Butyrylcholinesterase Pour Wb Et Elisa - P06276

Numéro d'article: CM0011178



Introduction

Cet anticorps monoclonal de lapin cible la Butyrylcholinesterase humaine (P06276). Validé pour WB et ELISA, il convient pour la recherche sur la dégradation des neurotransmetteurs et la détoxification des organophosphorés.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	Butyrylcholinesterase Lapin mAb
Remarques/Alias	E1; CHE1; CHE2; BCHED; Butyrylcholinesterase
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	590
GeneID	590
Immunogène	Peptide Synthétique : Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 500-602 de la Butyrylcholinesterase humaine (P06276).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P06276
Poids Protéique	68kDa
Expédition	Sac de glace