


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Butyrylcholinestérase Pour Wb, Elisa - P06276

Numéro d'article: CM0018494



### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la butyrylcholinestérase humaine (BChE). Convient au Western blot et à l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Destiné à la recherche en neurobiologie et en toxicologie ainsi qu'au développement de tests.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb de lapin anti-butyrylcholinestérase          |
| Remarques/Alias      | E1 ; CHE1 ; CHE2 ; BCHED ; Butyrylcholinestérase |
| Espèce               | Humaine                                          |
| ID du gène (humain)  | 590                                              |
| ID du gène           | 590                                              |
| Immunogène           | Protéine recombinante                            |
| Source               | Lapin                                            |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                            |
| Application          | WB, ELISA                                        |
| Réactivité croisée   | Humain, souris, rat                              |
| SWISS                | P06276                                           |
| Poids de la protéine | 68 kDa                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                     |