

Anticorps Polyclonal Anti-Bves (Popdc1) Pour Wb Et Elisa - Q8Ne79

Numéro d'article: CM0015504

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant BVES humain (POPDC1), validé pour le Western blot et l'ELISA. Convient aux recherches sur les jonctions serrées, la fonction cardiaque et la régénération musculaire. Réactivité croisée : humain. Poids moléculaire prédit : 41 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	BVES Rabbit pAb
Remarques/Alias	POP1; HBVES; CARICK; LGMD2X; POPDC1; LGMDR25; BVES
Espèce	Humain
ID du gène	11149
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 241 à 360 de BVES humain (NP_001186492.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8NE79
Poids de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant