


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Bysl Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q13895

Numéro d'article: CM0016842



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-BYSL validé pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit avec l'humain, la souris et le rat. Cible la bystine, une protéine de 50 kDa impliquée dans le traitement de l'ARNr et la biogenèse des ribosomes. Idéal pour les études sur le placenta et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-BYSL
Remarques/Alias	Enp1; BYSTIN; BYSL
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	705
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120-280 de la BYSL humaine (NP_004044.3)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13895
Poids de la protéine	50 kDa
Expédition	Sac de glace