

## Anticorps Polyclonal Anti-Bzip46 Pour Wb, Elisa - Q69Tw5

Numéro d'article: CM0023957

### Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription bZIP46 du riz, validé pour WB et ELISA. Convient pour la recherche sur la signalisation de l'acide abscissique et la réponse au stress.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                                                |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | bZIP46 Lapin pAb                                                                                                                                      |
| Remarques/Alias    | P0701E03.2; bZIP46                                                                                                                                    |
| Espèce             | Oryza sativa                                                                                                                                          |
| GeneID             | 4340462                                                                                                                                               |
| Immunogène         | Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 100-200 de Oryza sativa bZIP46. (Q69TW5) |
| Source             | Lapin                                                                                                                                                 |
| Catégorie          | Anticorps polyclonaux                                                                                                                                 |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                                             |
| Réactivité croisée | Oryza sativa                                                                                                                                          |
| SWISS              | Q69TW5                                                                                                                                                |
| Poids moléculaire  | 35kDa                                                                                                                                                 |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                                          |