


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C-Abl Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00519

Numéro d'article: CM0017688



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre c-Abl humain (ABL1), validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour l'étude de la croissance cellulaire, de la survie et de la réponse aux dommages de l'ADN.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	c-Abl pAb de lapin
Remarques/Alias	ABL ; JTK7 ; p150 ; c-ABL ; v-abl ; CHDSKM ; c-ABL1 ; BCR-ABL ; bcr/abl ; c-Abl
Espèce	Humaine
GenelD (humain)	25
GenelD	25
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1000-1130 de c-Abl humain (NP_005148.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	P00519
Poids de la protéine	123 kDa
Expédition	Sac de glace