


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-C-Fos Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P01100

Numéro d'article: CM0007000



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant c-Fos de lapin validé pour le Western blot, l'immunofluorescence, l'immunohistochimie et l'ELISA. Réagit avec le c-Fos humain, murin et de rat. Convient pour l'étude de la signalisation du facteur de transcription AP-1.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	c-Fos Rabbit mAb
Remarques/Alias	p55 ; AP-1 ; C-FOS ; c-Fos
Espèce	Humain
ID du Gène (Humain)	2353
ID du Gène	2353
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 211-281 du c-Fos humain (NP_005243.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P01100
Poids Moléculaire Protéique	41 kDa
Expédition	Sac de glace