


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C-Fos Pour Wb, Ip, Elisa - P01100

Numéro d'article: CM0016528



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-c-Fos validé pour WB, IP, ELISA sur des échantillons humains. Cible la sous-unité c-Fos (41 kDa) du facteur de transcription AP-1, un régulateur clé de la prolifération et de la différenciation cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	c-Fos Rabbit pAb
Remarques/Alias	p55 ; AP-1 ; C-FOS ; c-Fos
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	2353
Identifiant du gène	2353
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-114 du c-Fos humain (NP_005243.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IP, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P01100
Poids moléculaire de la protéine	41 kDa
Expédition	Sac de glace