


## Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C-Jun Pour Wb Et Elisa - P05412

Numéro d'article: CM0018168



### Introduction

L'anticorps polyclonal de lapin (pAb) anti-c-Jun est validé pour les applications Western blot (WB) et ELISA. Il détecte le facteur de transcription c-Jun dans des échantillons humains, de souris et de rat, ce qui le rend adapté à la recherche sur la voie AP-1 et le cancer.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                            |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | pAb anti-c-Jun de lapin                                                                                                           |
| Remarques / Alias    | AP1; p39; AP-1; cJUN; c-Jun                                                                                                       |
| Espèce               | Humain                                                                                                                            |
| GeneID (Humain)      | 3725                                                                                                                              |
| GeneID               | 3725                                                                                                                              |
| Immunogène           | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-70 de la protéine c-Jun humaine (NP_002219.1) |
| Origine              | Lapin                                                                                                                             |
| Catégorie            | Anticorps polyclonaux                                                                                                             |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Réactivité croisée   | Humain, Souris, Rat                                                                                                               |
| SWISS                | P05412                                                                                                                            |
| Poids de la protéine | 36 kDa                                                                                                                            |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                      |