


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C-Jun Pour Wb, If/Icc, Elisa - P05412

Numéro d'article: CM0018659



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-c-Jun (pAb) validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Détecte le c-Jun humain et murin (36 kDa), un facteur de transcription impliqué dans la signalisation AP-1 et l'oncogénèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	c-Jun pAb de lapin
Remarques/Alias	AP1 ; p39 ; AP-1 ; cJUN ; c-Jun
Espèce	Humaine
Identifiant du gène (humain)	3725
Identifiant du gène	3725
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 90-230 de c-Jun (NP_002219.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	P05412
Poids de la protéine	36 kDa
Expédition	Sac réfrigérant