

Anticorps Polyclonal Anti-C-Maf Pour Wb, Elisa - 075444

Numéro d'article: CM0016767

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre c-Maf (MAF) pour WB et ELISA. Détecte le c-Maf humain, de souris et de rat. Facteur de transcription impliqué dans le développement du cristallin, la régulation des cellules Th2 et l'oncogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	c-Maf Lapin pAb
Remarques/Alias	CCA4; AYGRP; c-MAF; CTRCT21; c-Maf
Espèce	Humain
GeneID	4094 (Humain)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 314-403 du c-Maf humain (NP_005351.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	075444
Poids moléculaire	38kDa
Expédition	Sac de glace