


Anticorps Polyclonal Anti-C-Myc Pour Wb, Elisa - P01106

Numéro d'article: CM0022937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la protéine c-Myc humaine (MYC, bHLHe39), adapté pour les applications de Western blot et ELISA. Détecte la protéine c-Myc humaine et de souris (~51 kDa). Utile pour la recherche sur le cancer, les cellules souches et la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	c-Myc pAb de lapin
Remarques/Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
Espèce	Humain
GeneID	4609
Immunogène	Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 347 et 439 de la protéine c-Myc humaine (NP_001341799.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01106
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace