


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C-Myc Pour Wb, Elisa - P01106

Numéro d'article: CM0016390



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur de transcription c-Myc, validé pour WB et ELISA chez l'homme et la souris. Adapté à la recherche sur la signalisation des oncogènes, la régulation de la transcription et les cellules souches.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	c-Myc Rabbit pAb
Remarques / Alias	MRTL; MYCC; c-Myc; bHLHe39
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	4609
GeneID	4609
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 347-439 de la protéine c-Myc humaine (NP_001341799.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P01106
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sachet de glace