

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-C-Peptide Pour If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P01308

Numéro d'article: CM0005156



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin ciblant le C-peptide, validé pour IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA sur des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour la recherche sur le diabète et le suivi de la fonction des cellules bêta.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                        | Valeur                                                                                  |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit                   | AcM de lapin anti-C-peptide                                                             |
| Remarques/Alias                  | IDDM ; ILPR ; IRDN ; IDDM1 ; IDDM2 ; PNDM4 ; MODY10 ; C-Peptide                         |
| Espèce                           | Humain                                                                                  |
| Identifiant du gène (Humain)     | 3630                                                                                    |
| Identifiant du gène              | 3630                                                                                    |
| Immunogène                       | Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 1-100 de l'INS humain (NP_000198.1) |
| Source                           | Lapin                                                                                   |
| Catégorie                        | Anticorps monoclonal                                                                    |
| Application                      | IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                              |
| Réactivité croisée               | Humain, Souris, Rat                                                                     |
| SWISS                            | P01308                                                                                  |
| Poids moléculaire de la protéine | 12 kDa                                                                                  |
| Expédition                       | Sac de glace                                                                            |