


Anticorps Monoclonal Anti-C-Reactive Protein (Crp) Pour Wb, Ihc-P, Elisa - P02741

Numéro d'article: CM0003850



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine C-réactive (CRP), élevé avec un peptide synthétique. Validé pour les applications WB, IHC-P et ELISA, réagit de manière croisée avec le CRP humain et de souris. Idéal pour la recherche sur l'inflammation et la réponse immunitaire.

[En savoir plus](#)

Nom du Produit	Protéine C-Réactive (CRP) mAb Lapin
Remarques/Alias	PTX1; Protéine C-Réactive (CRP)
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	1401
ID de Gène	1401
Immunogène	Peptide Synthétique - Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 125-224 de la protéine C-réactive humaine (CRP) (P02741).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris
SWISS	P02741
Poids Protéique	23kDa
Expédition	Sac de glace