


## Anticorps Polyclonaux Anti-Protéine C-Réactive (Crp) Pour Wb, Elisa - P02741

Numéro d'article: CM0014357



### Introduction

Anticorps polyclonal lapin anti-protéine C-réactive humaine (CRP) validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA, avec réactivité croisée souris. Idéal pour la recherche sur les protéines de phase aiguë et la défense de l'hôte, ainsi que pour le développement de tests IVD.

[En savoir plus](#)

| Paramètre           | Spécification                                                                                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit      | Protéine C-Réactive (CRP) pAb Lapin                                                                                                           |
| Remarques/Alias     | PTX1; Protéine C-Réactive (CRP)                                                                                                               |
| Espèce              | Humain                                                                                                                                        |
| ID de gène (Humain) | 1401                                                                                                                                          |
| ID de gène          | 1401                                                                                                                                          |
| Immunogène          | Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-50 de la protéine C-réactive humaine (CRP) (NP_000558.2). |
| Source              | Lapin                                                                                                                                         |
| Catégorie           | Anticorps polyclonaux                                                                                                                         |
| Application         | WB, ELISA                                                                                                                                     |
| Réactivité croisée  | Souris                                                                                                                                        |
| SWISS               | P02741                                                                                                                                        |
| Poids moléculaire   | 23kDa                                                                                                                                         |
| Expédition          | Sac de glace                                                                                                                                  |