


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C10orf2 Pour Wb Et Elisa - Q96Rr1

Numéro d'article: CM0028968



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-C10orf2 de haute qualité validé pour WB et ELISA. Détecte l'hélicase Twinkle de l'ADN mitochondrial humain, souris et rat, utile pour les études sur la réplication et la réparation de l'ADN mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C10orf2 Rabbit pAb
Remarques / Alias	PEO; PEO1; SCA8; ATXN8; IOSCA; PEOA3; SANDO; TWINL; MTDP57; PRLT55; C10orf2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	56652
ID du gène	56652
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 135-335 de la protéine C10orf2 humaine (NP_068602.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96RR1
Poids de la protéine	77kDa
Expédition	Sac de glace