


Anticorps Polyclonal Anti-C10Orf2/Hélicase De L'adn Mitochondrial Twinkle Pour Wb, Elisa - Q96Rr1

Numéro d'article: CM0015766



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant C10orf2 humain (hélicase de l'ADN mitochondrial Twinkle), validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réaction croisée chez la souris. Convient aux recherches sur la réplication et la réparation de l'ADN mitochondrial.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C10orf2 Rabbit pAb
Remarques/Alias	PEO ; PEO1 ; SCA8 ; ATXN8 ; IOSCA ; PEOA3 ; SANDO ; TWINL ; MTDPS7 ; PRLTS5 ; C10orf2
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	56652
ID du gène	56652
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 585 et 684 de C10orf2 humain (NP_068602.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q96RR1
Poids moléculaire	77 kDa
Expédition	Sac de glace