

Anticorps Polyclonal Anti-C10Orf32 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96B45

Numéro d'article: CM0029322

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le C10orf32 humain (BORCS7), validé pour WB, IF/ICC et ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Cible une protéine associée aux lysosomes impliquée dans le trafic intracellulaire et le positionnement des lysosomes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C10orf32 Lapin pAb
Remarques/Alias	C10orf32
Espèce	Humain
GeneID	119032
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-105 du C10orf32 humain (NP_653192.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Rat
SWISS	Q96B45
Poids Protéique	12kDa
Expédition	Sac de glace