

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-C10orf67 Pour Wb, Elisa - Q8Iyj2

Numéro d'article: CM0021990

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-C10orf67 validé pour le Western blot (WB) et l'ELISA. Cible C10orf67 humain, avec réaction croisée chez la souris et le rat. Convient à la recherche sur les protéines mitochondriales.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C10orf67 Rabbit pAb
Remarques/Synonyme	C10orf115; LINC01552; C10orf67
Espèce	Humain
GenelD (humain)	256815
GenelD	256815
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 68 à 243 de C10orf67 (NP_001338235.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8IYJ2
Poids moléculaire	64 kDa
Expédition	Sac réfrigérant